

Genius 1053-NDMA package

Genius 1053 (Nitrogen) & AD70L (Dry Air)

LC-MS
제너레이터

SCIEX LC-MS NDMA 전용

Genius 1053-NDMA 패키지는 SCIEX LC-MS NDMA 전용 모델로, NDMA 분석을 위한 고순도 질소 발생기인 Genius 1053 과 건조 공기를 공급하는 AD70L 이 포함되어 있습니다.

두 제품을 모두 사용하면 분석 정확도 유지를 위한 정기적인 필터/트랩 교체의 필요성이 줄어듭니다.



Genius 1053

P/N: 10-9561



- 혁신적인 CMS 와 PSA 방식을 통한 고순도 질소 공급
- 컴프레서 내장형
- 최소한의 설정으로 가스 생산 및 사용이 편리함
- 바퀴가 장착되어 있어 실험실 내 이동이 용이
- 낮은 유지 보수 비용으로 경제적인 질소 공급 방법



제품사양	GENIUS 1053
최대 유량	Up to 20L/min
순도	Up to 99.998%*
최대 압력	up to 100 psi
Particles	<0.01µm
프탈레이트	None
전력 소비	<1.59kVA
정격 전압	230 ±10%VAC, 50/60HZ, 7A
제품 크기(CM)	71.3(H) x 60.0(W) x 75.0(D)
무게(KG)	120.5

*outlet 유량에 따라 변동될 수 있습니다..

Genius 1053-NDMA package

Genius 1053 (Nitrogen) & AD70L (Dry Air)

SCIEX LC-MS NDMA 전용

AD70L

P/N: 40-1020

- 깨끗하고 건조한 공기를 생성하여 가스 발생기에 최적의 공급을 보장
- 모든 압축 공기 공급원에 붙일 수 있어 사용하기 편리함
- 필요할 때 언제든지 가스 생산 및 사용이 가능
- 벽에 장착할 수 있어 공간 효율성 극대화
- 자체 재생 정화 시스템의 탑재를 통한 낮은 유지보수 비용



제품사양	AD70L
최대 유량	Up to 70L/min
Dewpoint	-70°C
최대 Inlet CH ₄ 농도	100 ppm
최소/ 최대 Inlet 압력	100 - 120 psi
Air loss for regeneration	15L/min
Pressure drop	5 psi
전력 소비	240V - 19.2 watts / 100V - 8 watts
정격 전압	240V/ 100V 80mA
제품 크기(CM)	66.0(H) x 25.0(W) x 16.0(D)
무게(KG)	18.5



(주)구정이엔티

서울시 구로구 디지털로 31 길 20, 1103 호 (구로동, 에이스테크노타워 5 차)

Tel. +82. 2. 3281. 2374 Fax. +82. 2. 3281. 3375

Email. marketing@goojung.com Web. www.goojung.com

© Goojung EnT Co., Ltd. 2018 Genius 1053 Brochure, KR, Rev, 20220531, GJCB1036

